



Yes, you can.®

➤ Invacare® **Typhoon**

Eenvoudig te manoeuvreren

De *Invacare*® **Typhoon** is dé elektrische rolstoel voor de actieve gebruiker. De centrale aandrijving garandeert extra gemak bij het manoeuvreren en het "Walking Beam" mechanisme biedt een goede stabiliteit bij gebruik buiten en het nemen van obstakels. De "True Track" optie verbetert de rijeigenschappen en verhoogt het rijcomfort.





➤ **Uitermate mobiel**

De *Invacare® Typhoon* is in alle omstandigheden de ideale partner. Voor binnengebruik blinkt hij uit in manoeuvreerbaarheid, bij gebruik buiten kenmerkt de stoel zich door een grote mate van stabiliteit, ook op een ongelijke bodem. De “**True Track**” motoren verbeteren de rijeigenschappen, bieden extra kracht en vergroten het rijcomfort.

➤ **Soepel rijden**

Het gepatenteerde “Walking Beam” systeem zorgt ervoor dat de voorwielen altijd contact houden met de ondergrond. Het garandeert een soepel rijden zonder schokken.

➤ **Voor iedere activiteit**

Wat voor een zitting u ook kiest, u kunt hem helemaal afstemmen op uw eigen wensen. De rug, zitting en beensteunen kunnen in hoek worden versteld om zo een optimale zitpositie te verkrijgen.

➤ **Stabiliteit en veiligheid**

Het automatische “Stability Lock” mechanisme voorkomt dat de rolstoel omvalt wanneer de stoel omhoog is gebracht. De *Typhoon's* lage zithoogte stelt de gebruiker in staat eenvoudig onder een tafel aan te schuiven. Dit vergemakkelijkt ook het transport in een motorvoertuig.



Kenmerken



Eenvoudige bediening met de mogelijkheid voor aansluiting van buddy buttons.



Zitkanteling, positief voor ontspanning, negatief voor een makkelijke transfer.*



Beensteun met lengtecompensatie. Verstelbaar van 10° tot 95°. De voetplaat kan naar de vloer gebracht worden voor een eenvoudige transfer.*



De "Walking Beam" functie garandeert stabiliteit en stelt de gebruiker in staat obstakels te nemen.



Geveerde achterwielen.



De laagste zithoogte, ook met zitlift, vormt geen belemmering voor het plaatsnemen aan een tafel. In de hoogste positie zijn voorwerpen op hoogte goed bereikbaar.*



Stability Lock voorkomt dat de rolstoel omvalt wanneer de stoel omhoog is gebracht.

* Optioneel

Opties



Standaard zitsysteem*

Uitgevoerd met een schuimstof zitkussen en naspanbare rugbekleding. De rughoek is naar eigen wens instelbaar.

* Alleen verkrijgbaar in België



Comfort zitsysteem

Voorgevormde rugleuning en zitting. Beiden zijn gepolsterd voor comfort en ondersteuning.



Flex zitsysteem

Een comfortabel zitkussen dat gecombineerd wordt met een gevormd rugkussen. Als optie zijn pelotten leverbaar voor individuele ondersteuning.



Flex zitsysteem met Vicair® kussens

De Vicair kussens hebben zich door hun uitstekende drukverdeling bewezen als preventief en profylactisch in geval van dreigende of bestaande decubitus.



Recaro zitsysteem

Voor de liefhebber van sportief en sterk ondersteunend zitten.



Elektrische zitlift

Biedt de gebruiker de mogelijkheid om de zithoogte in te stellen van een lage zithoogte van 40 cm (zonder zitkussen) tot 70 cm.



Kantelverstelling

Het grote kantelbereik van 35° biedt een uitermate ontspannen zitpositie. Daarnaast helpt de gewichtsverschuiving bij het voorkomen van decubitus.



Verstelbare rugleuning

De innovatieve verstelling biedt een groot bereik (mechanisch of optioneel elektrisch).



Negatieve kantelverstelling

De negatieve kanteling, 10° voorwaarts, biedt in combinatie met de elektrische zitlift een goede hulp bij voorwaartse transfers.

Opties



Parallel bewegende armsteunen

De optionele parallel bewegende armsteunen bieden extra comfort. De bedieningskast blijft voor de gebruiker altijd binnen bereik.



Elektrisch verstelbare beensteun

De ingebouwde lengtecompensatie voorkomt druk op de benen bij het verstellen. De voetplaat is gemaakt van aluminium en kan voor transfers naar de vloer zakken.



Transport fixatie

4-punt bevestiging voor veilig vervoer in een ander voertuig.

*Botsproef getest en akkoord bevonden in lijn met ISO 7176-19.



Stability Lock

Het Stability Lock systeem garandeert een stabiliteit wanneer de zitlift omhoog is gebracht.



Advanced Control

De vernieuwde bedieningskast REM 24 SD met een slanke vormgeving, makkelijke menustructuur en overzichtelijke display.



"Walking Beam"

De "Walking Beam" is één van de unieke eigenschappen van de centrale aandrijving. Hij biedt stabiliteit en helpt bij het nemen van obstakels.



Verlichting

De verlichting biedt een zee van licht. Getest in lijn met de Europese norm.



Gordels

Ter ondersteuning van de gebruiker. Optioneel zijn een bekkengordel, met Velcro of gespluiging, en een H-gordel leverbaar.

Technische gegevens

Standaard*	44 - 48 cm	41 / 46 / 51 cm	-10° - 30°*1	48 / 54 cm*2	96 cm	40 cm *4	60 - 69 cm*5
Recaro	49 - 53 cm	46 - 51 cm	0° - 35°	77 - 83 cm*3	126 cm	40 cm *4	72 cm*5
Comfort	44 - 53 cm	41 / 46 / 51 cm	-10° - 35°	64 cm*2	107 cm	40 cm *4	60 - 69 cm*5
Flex	39 - 53 cm	38 / 43 / 48 cm	-10° - 35°	55 cm*2	100 cm	40 cm *4	60 - 69 cm*5

* Standaard alleen in België

S: 30 - 36*6 M: 36 - 42*6 L: 42 - 48*6	0°-15° man. zonder lift 0°-15° elec. zonder lift 0°-35° elektrisch 1 -10°-35° elektrisch 2	23 - 32 cm; 27 - 40 cm*2	116 cm*7	80,5 cm afstand tussen de wielen	140 kg*8 (Std. zitting)	150 kg
2 x 12 V 60 Ah	R = 0,6 m	9 cm	20%	2 x 400 W 2 x 400 W 2 x 500 W*10	6 km/h 10 km/h 12 km/h*10	30 km*9 30 km*9 52 km*9, 10

*1 in 6 stappen; opties: pneum./electr.

*2 gemeten van de zitplaat

*3 gemeten vanaf de zitbekleding

*4 bodem tot zitplaat, zonder zitkussen met zitlift

*5 wielbasis 65 cm, 63 cm met smalle banden

*6 gemeten vanaf voetplaat tot zitplaat

*7 beensteun in de grootste hoekverstelling

*8 min. gewicht, zonder zitlift,

varieert in configuratie

*9 gemeten volgens ISO 7176 normen

*10 Gearless Brushes motoren

Alle metingen hebben plaatsgevonden onder de standaard Invacare® test omstandigheden, tenzij anders aangegeven:

Gebruikersgewicht: 100 kg. Accu's: 40 Ah, Motoruitvoering: 6 km/u. Zitsysteem: standaard versie. Zithoek: 4°. Zithoogte: 45 cm. Rughoek: 10°.

Frame kleuren



Oranje parelmoer



Nachtblauw



Groen parelmoer